

# Lanaform Stop Cell

Děkujeme, že jste si vybrali přístroj Stop Cell značky LANAFORM®. Přístroj Stop Cell Vám pomůže cítit se lépe. Tento multifunkční masážní přístroj je nejen účinným pomocníkem v prevenci ukládání tuku v neatraktivní formě na problémových partiích, ale pomáhá také redukovat již vytvořený nežádoucí efekt „pomerančové kůže“. Přístroj Stop Cell může být rovněž použit k masáži těla.

## PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE «STOP CELL» PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ, ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- \* Přístroj Stop Cell používejte pouze pro jeho zamýšlené použití, které je popsáno v tomto návodu.
- \* Masážní přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- \* Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj vhodný pro přístroj Stop Cell.
- \* Pro zachování správného fungování přístroje Stop Cell je doporučeno odpojit jej na dobu 10 minut po každých 20 minutách užívání.
- \* Nepoužívejte masážní přístroj na následujících částech těla:
  - část těla, která je oteklá, spálená nebo zanícená nebo část těla, kde je vyrážka či vředy.
  - bolestivé břicho.
  - nohy, pokud máte křečové žíly..
  - jemné genitální tkáně.
- \* Lidé, kteří trpí cukrovkou a těhotné ženy by se před použitím přístroje Stop Cell měli poradit se svým lékařem.
- \* Při masáži byste se měli cítit příjemně a pohodlně. Pokud budete mít nějaké bolesti nebo nepohodlí, prosím, přestaňte přístroj používat a poradte se s lékařem.
- \* Tento přístroj není určen pro použití osobami s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (včetně dětí), nebo lidmi bez zkušeností či znalostí produktu. Pokud by měly tyto osoby přístroj užívat, musí se tak dít pouze po předchozím poučení o používání a v každém případě za dozoru osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
- \* V důsledku pádu přístroje by mohlo dojít k poškození vnitřních součástí, proto s přístrojem zacházejte opatrně.
- \* Nenechávejte váš přístroj vlhký, ve vaně nebo ve sprše.
- \* Nepoužívejte přístroj pod pokrývkou nebo polštářem, mohlo by dojít k jeho přehřátí.
- \* Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od horkých nebo ostrých předmětů.
- \* Pokud dojde k poškození kabelu, musí být nahrazen vhodným kabelem, který je k dispozici u prodejce přístroje.

## FUNKCE A POUŽITÍ

1. Napájení – nabíjecí adaptér
2. Válec
3. Indikátor nabíjení
4. O-1 vypínač

Pokud chcete zabránit ukládání tuků a redukovat efekt "pomerančové kůže" na vašem těle, používejte svůj přístroj Stop Cell každý den. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků, je vhodné kombinovat používání tohoto přístroje s vyváženou stravou a tělesným cvičením.

Přístroj Stop Cell systém byl navržen speciálně pro ženy, které chtějí pečovat o své tělo a obávají se vzniku neatraktivního ukládání tuků na problémových partiích svého těla.

Mnoho žen trpí problémy spojenými s tvorbou tukových zásob a zadržováním vody, které mají za následek vznik celulitidy. Ta dává jejich pleti vzhled "pomerančové kůry". "Efekt pomerančové kůry" je obecně používán k popisu oblastí těla, kde jsou důlky na kůži (stehna, hýždě, paže, atd.). Někdy celulitida není běžně viditelná na první pohled, ale pouze tehdy, je-li kůže stlačena mezi prsty.

## NÁVOD PŘED POUŽITÍM

### Nabíjení zařízení před každým použitím

- Umístěte přepínač do polohy "0" a pak připojte napájecí adaptér do přístroje Stop Cell.
- "zelená" kontrolka se rozsvítí během nabíjení.
- Před prvním použitím přístroje, je třeba jej nabíjet po dobu 24 hodin. Další doba nabíjení by měla být 7 hodin.
- Doba provozu zařízení je 25 minut po plném nabití.
- Doba používání by v žádném případě neměla překročit 20 minut. Nechte přístroj 10 minut odpočinout po každém použití.

### Přímé napájení přes adaptér

- Pokud je baterie vybitá, můžete i nadále používat masážní přístroj a napájet jej přímo přes adaptér.
- V případě, že baterie je úplně vybitá i pokud byl přístroj dobíjen po dobu 5 minut, použijte tento způsob přímého napájení přes adaptér.
- Chcete-li použít přístroj Stop Cell s přímým napájením, jednoduše připojte adaptér z masážního přístroje do napájecího zdroje.

## Jak používat masážní přístroj

Tento masážní systém má 2 měkké válečky, které bojují proti celulitidě. Přístroj Stop Cell je provozován v rámci integrovaného motoru, který generuje masážní funkci pro vaše svaly a kůži.

Pro dosažení nejlepších výsledků, doporučujeme používat přístroj Stop Cell pravidelně:

- každodenně 5 minut každý na každé „postižené“ oblasti, celkový čas použití přístroje 20 minut v kuse.
- masážní pohyb by měl být vždy prováděn směrem k srdci.

### Poznámky:

Použití přístroje může zanechat vaši pokožku mírně červenou a horkou (dosvědčuje to, že krevní oběh byl stimulován).

Je normální, že se tyto příznaky vyskytnou po každé masáži a rychle zmizí. Jestliže

budete chtít, můžete **po** ošetření použít uklidňující krém (není součástí dodávky).

Výsledky se mohou lišit u různých žen v důsledku rozdílů v množství celulitidy, typu pleti a životního stylu.

Díky vibrační masáži v kombinaci s účinky stahování kůže přístroj Stop Cell opravdu působí na celulitidu.

### Údržba a čištění

1. Před čištěním přístroje vždy odpojte adaptér.

2. K čištění přístroje nikdy nepoužívejte tekutiny nebo abrazivní prostředky. Stačí jej otřít vlhkým hadříkem.

Verze: 12. 2. 2024

**Poradenství týkající se nakládání s odpady**

- Všechny obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které mohou být ukládány do tříděného odpadu. Karton může být zlikvidován jako papírový odpad určený pro recyklaci, balicí folie jako plastový obal.
- Likvidaci samotného přístroje proveďte ekologicky a v souladu se zákonem.

Distributor pro ČR a SR:

**cm-trade**

Jundrovská 618/31  
624 00 Brno  
Tel: 549 274 164  
e-mail: [info@cm-trade.cz](mailto:info@cm-trade.cz)