

LANAFORM

Limpia

BEAUTY



1





2



3




PŘEDSTAVENÍ

Efektivní odstranění pupínků, černých teček a nečistot pomocí zařízení Limpia. Odstraňuje černé tečky pomocí sání a hloubkově čistí pleť. This blackhead suction device deeply cleanses the skin, podporuje zdravý vzhled pleti a její omlazení pomocí sacího mechanismu. Poskytuje individuální péči a čištění podle vašich potřeb.

PREVENTIVNÍ PROHLÁŠENÍ

▲ Prosím přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje Limpia, především základní bezpečnostní informace.

 Fotografie a jiné obrázky produktu zobrazené v tomto manuálu a na obalu jsou co nejpresnější, ale nemusí být dokonalou reprodukcí produktu.

▲ Nebezpečí

Toto zařízení není určeno pro použití osobami, včetně dětí, se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nemůže dohlížet někdo odpovědný za jejich bezpečnost nebo je poučit o tom, jak zařízení používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Zkontrolujte, zda napětí vaší sítě odpovídá napětí vašeho zařízení.

Nikdy nezapojujte ani neodpojujte zařízení ze sítě mokřýma rukama.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazený podobným kabelem, který je dostupný u dodavatele nebo v poprodejním oddělení dodavatele.

Elektrické spotřebiče by nikdy neměly zůstat bez dozoru, když jsou připojeny. Pokud zařízení nepoužíváte, vypojte jej.

Nikdy nepoužívejte zařízení v místnosti, kde se používá aerosol (sprej) nebo v místnosti, kde se podává kyslík.

▲ Varování

Neponožte zařízení do vody nebo jiných kapalin a přečtěte si pokyny k čištění v tomto návodu.

Udržujte zařízení mimo zdroje tepla, jako jsou kamna, radiátory atd.

Nenechávejte zařízení na přímém slunečním záření.

Nenabíjejte zařízení během používání nebo pokud je mokré.

Odpojte zařízení před jeho čištěním.

Přívodní kabel udržujte dál od horkých povrchů.

Nikdy nepoužívejte zařízení v místnosti s teplotou vyšší než 40°C.

Lithium-ion nabíjecí baterie nesmí být rozebrána, zahřátá

spálená, nebo vystavená vodě.

Před použitím baterii nenabíjete!

Při používání přístroje nesmí voda, nebo např. zbytky krému z pokožky proniknout do přístroje, protože by mohlo dojít k poruše.

▲ Opatření

Používejte zařízení v souladu s činnostmi uvedenými v tomto návodu k použití.

Toto zařízení je určené výhradně k ošetření dospělého lidského obličje (kromě pohyblivé oblasti očí a rtů).

Nepoužívejte přístroj na zvířatech!

Všechny šperky (náhrdelníky, náusnice) a kontaktní čočky musí být sundány předtím, než začnete přístroj používat.

Nepoužívejte toto zařízení k podpoře nebo náhradě lékařských aplikací.

Nikdy nepoužívejte toto zařízení na části těla, které jsou oteklé, popraskané nebo zanícené, nebo pokud máte kožní vyrážku.

Zařízení nesmí používat pacienti s alergiemi, kožními chorobami (např. opar, cévní onemocnění nebo kožní novotvary), dermatitidou, otoky, ekzémy a jinými vážnými (kožními) poraněními.

Nepoužívejte zařízení v oblastech kůže, kde byly prováděny kosmetické zákroky.

Nepoužívejte zařízení bezprostředně po vystavení slunci nebo při spálení.

Nepoužívejte přístroj v citlivých oblastech obličje (např. oči, pusa, uši, krk) hrozí zde riziko zranění!

Pokud při použití zařízení ucítíte jakoukoliv bolest, okamžitě přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.

Pokud máte obavy o své zdraví nebo podstupujete lékařské ošetření, poraďte se před použitím tohoto zařízení s doktorem.

Nepoužívejte toto zařízení bez lékařské rady pokud: jste těhotná nebo kojíte, máte cukrovku, tetování nebo znamínka krásy, máte rakovinu kůže, nebo neobvyklé zbarvení, nebo užíváte léky.

Při nesprávném použití může být nebezpečný!

Toto zařízení používejte pouze v domácích podmínkách.

ČÁSTI PŘÍSTROJE 1

- 1 Umístění náhradních hlavice
- 2 Tlačítko Stop/Start
- 3 Ovládací tlačítko sacího výkonu
- 4 Světelné označení úrovně intenzity sání (3 úrovně) a úrovně baterie
- 5 USB nabíjecí konektor
- 6 USB nabíjecí kabel
- 7 Normální hlavice

- o8 Velká hlavice
- o9 Malá hlavice
- 1o Oválná hlavice
- 11 Mikrodermabraní hlavice
- 12 Náhradní filtry
- 13 Náhradní těsnící kroužky

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Kožní test

24 hodin před použitím zařízení proveďte kožní test. Testujte zařízení na nejnižší úrovni intenzity na malých oblastech krku. Pokud jsou testovaná místa po 24 hodinách zarudlá nebo bolavá, zařízení nepoužívejte.


Použití 2 & 3

Ⓢ Před začátkem použití přístroje se ujistěte, že pokožka vašeho obličeje je čistá, suchá a bez jakýchkoliv zbytků pudru, krému nebo make-upu.

Přístroj Limpia je připraven k použití. Doporučujeme použití přístroje jednou týdně pro smíšenou a mastnou pleť, a jednou za 4 dny pro normální a citlivou pleť.

- 1 Pro vyčištění vaší pleti otevřete póry horkým obkladem nebo obličejovou saunou.
- 2 Vyberte hlavice, kterou chcete, a umístěte ji na sací hlavu.
- 3 Stiskněte tlačítko STOP/START pro spuštění přístroje Limpia a vyzkoušejte intenzitu sání na hřbet vaší ruky. Pokud je potřeba, přenastavte intenzitu stiskem tlačítka ovládání sacího výkonu před použitím na obličej.

Ⓢ Zařízení se vždy spustí na nejmenší výkon sání

- 4 Postupujte podle pokynů níže v závislosti na oblast, která má být ošetřena ( 3).

Ⓢ Aplikační tlak musí být příjemný, ne bolestivý. Po ošetření může být obličej mírně zarudnutý.

Čelo: Pohybuje zařízením pomalu a rovnoměrně od středu čela směrem ven. Opakujte tento pohyb, dokud nebude celá tato část ošetřena.

Nos: Začněte od horní části nosu a postupujte směrem dolů.

Tento pohyb opakujte na pravou a levou stranu nosu.

Tváře: Přibližně 2 cm od očí přesuňte zařízení směrem k vnější straně obličeje a jemně postupujte dolů po tvářích.

Brada: Umístěte zařízení těsně pod horní ret a postupujte až ke špičce brady.

Pozor

- Nepoužívejte zařízení na stejném místě déle než 2 sekundy. Pokračujte v pohybu po obličejí lineárními pohyby.
- Ujistěte se, že nepoužíváte přístroj Limpia více než jednou na stejné oblasti obličeje.
- Omezte dobu používání na 5 minut.

- Těšně po ošetření můžou být na obličej lehce zarudlé skvrny. To je normální, a zarudnutí zmizí samo maximálně po 30 minutách.
 - Nepoužívejte sání na citlivou pokožku. Nepoužívejte na křehkou pokožku pod očima.
 - Vyhněte se zpoceným aktivitám, jako je sauna, solárium nebo vystavení slunci jeden den před a po ošetření.
- 5 Po dokončení pečlivě očištěte obličej.
 - 6 Naneste hydratační krém nebo masku na zklidnění pokožky.

Hlavice 1

- Normální hlavice (7): Tato hlava poskytuje ideální sací povrch pro velké plochy, jako jsou tváře nebo čelo. Vhodné zejména pro normální až smíšenou pleť.
- Velká hlavice (8): Tato hlavice je určena pro masnější pleť a její ještě širší sací plocha umožňuje odstranit přebytečný maz. Lze ji použít na celý obličej kromě pokožky kolem očí.
- Malá hlavice (9): Tato hlavice je vhodná pro ošetření hůře dostupných míst (nos, brada). Je vhodná i pro citlivou pokožku, protože její sání je méně výkonné než u běžné hlavice (7).
- Oválná hlavice (10): Tento doplněk je vhodný zejména k vyhlazení vrásek, podpoře pružnosti pokožky a prokrvení obličeje.

- Mikrodermabrazní hlavice (11): Tato hlava je vhodná pro peeling pokožky obličeje. Exfoliuje pokožku a odstraňuje odumřelou kůži. Neměla by se používat příliš často.

NABÍJENÍ

Zařízení můžete nabíjet pomocí dodaného kabelu USB. Připojte kabel USB k vhodnému síťovému adaptéru a do zařízení. Poté zapojte síťový adaptér do vhodné zásuvky. Zařízení můžete také nabíjet pomocí USB nabíjecího kabelu přes USB konektor na vašem počítači.

Během nabíjení zařízení bude blikat červené světlo. Jakmile se zařízení nabije, kontrolka se rozsvítí zeleně.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Údržba

- Vyměňte filtr po každém použití.
- Očistěte přístroj měkkým suchým hadříkem.
- Dezinfikujte hlavice běžným dezinfekčním prostředkem po každém použití.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Skladování

Po vyčištění a vysušení zařízení uložte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Označení produktu: LA131311
- 5 vyměnitelných hlavíc
- 3 úrovně výkonu
- 10 náhradních filtrů
- 5 náhradních těsnících kroužků
- Dobíjecí baterie: 450 mAh
- Životnost baterie: 65 mins
- Doba nabíjení: 60 min
- Příkon: 3W
- Napětí: 5V
- Rozměry: 19 x 4.2 cm
- Hmotnost: 290g

RADY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE ODPADU

Všechny obaly jsou složeny z materiálů, které nepředstavují žádné nebezpečí pro životní prostředí a které lze zlikvidovat ve vašem místním třídícím středisku a použít je jako druhotné suroviny. Karton lze vyhodit do koše na recyklaci papíru. Obalovou fólii musíte odnést do místního třídícího a recyklačního střediska.

Po ukončení používání zařízení jej prosím zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu se zákonem. Před likvidací vyjměte baterii a odevzdejte je na sběrném místě, aby byla možná jejich recyklace.

Použité baterie by neměly být za žádných okolností vyhazovány do domovního odpadu.

OMEZENÁ ZÁRUKA

LANAFORM poskytuje na tento produkt záruku na jakoukoli vadu materiálu nebo výrobní vadu po dobu dvou let od data nákupu, s výjimkou okolností popsaných níže. Záruka LANAFORM se nevztahuje na škody způsobené běžným opotřebením tohoto výrobku. Kromě toho se záruka vztahující se na tento produkt LANAFORM nevztahuje na škody způsobené hrubým nebo nevhodným nebo nesprávným používáním, nehodami, použitím neautorizovaného příslušenství, změnami provedenými na produktu nebo jinými okolnostmi, jakéhokoliv druhu, tzn. mimo kontrolu LANAFORM.

LANAFORM nemůže nést odpovědnost za jakýkoli druh vedlejších, nepřímých nebo specifických škod.

Všechny implicitní záruky týkající se vhodnosti produktu jsou omezeny na dobu dvou let od prvního data nákupu, pokud lze dodat kopii dokladu o koupi.

Po přijetí vašeho spotřebiče LANAFORM podle svého uvážení znovu opraví nebo vymění a vrátí vám jej. Záruka je platná pouze prostřednictvím servisního centra LANAFORM. Jakýkoli pokus o údržbu tohoto produktu osobou jinou než servisním střediskem LANAFORM způsobí neplatnost této záruky.